

SP-100

PACHIMETRU PORTABIL

- Aparat mic, usor, portabil
- Printer inclus
- Domeniu de masurare
150 ÷ 1200 μm
- 8 functii de citire
- Stocare / exportare
date pacienti



PACHIMETRU PORTABIL TOMEY SP-100

SPECIFICAȚII TEHNICE

- aparat mic și portabil
- domeniu de măsurare a corneei $150 \div 1200 \mu\text{m}$
- viteză ajustabilă $1400 \div 2000 \text{ m/s}$
- precizia măsurării $\pm 0,005 \text{ mm}$
- ecran de 2,7" iluminat
- imprimantă termică incorporată
- funcționează și cu baterii
- probă pachimetru
- probă test
- geantă
- acumulator reîncărcabil litiu-ion

