

# TCP-2000A

## OPTOTIP PANEL



- Ecran LCD de 22" total fara reflexii
- Teste pentru vederea colorata
- Teste pentru sensibilitatea la contrast
- Planse si video explicative pentru educatia pacientului

# OPTOTIP PANEL TOMEY TCP-2000A

## SPECIFICAȚII TEHNICE

- Cel mai modern tip de optotip cu calculator încorporat în ecran LCD complet lipsit de reflexii care încorporează toate testele uzuale, teste de sensibilitate la contrast, teste pentru testarea vederii colorate Ishihara și 100HUE și permite modificarea lor. Unități visus Snellen zecimal, Snellen în metri, Snellen în picioare sau LogMar .
- Ecran LCD mare de 22"
- Distanță de citire 2 ÷ 7 m reglabilă cu precizie de 10 cm
- Număr nelimitat de planșe cu secvență de repetare programabilă
- Test de sensibilitate la contrast
- Teste pentru simț cromatic Ishihara și 100 HUE buline colorate gradat
- Teste speciale pentru pacienți cu "Low vision aid"
- Total fără reflexii
- Planșe cu litere, cifre, inele Landolt , E-uri Snellen, desene, imagini, teste:
  - test polarizat, test roșu - verde, test coincidență (Haase), test forie cu fixație, test forie, test astigmatism 2 tipuri, test echilibru bicolor, test Schober, test Worth, test cilindru în cruce, test punct fixație, test stereoscopic, test sensibilitate la contrast cu linii iar rezultatele pot fii salvate pe memory stick sau pot fii tipărite, teste speciale pt. copii cu desene, palma, simboluri, animație și HOTV (imagini schematizate), teste speciale "Low vision aid" ETDRS, marcarea cu linii, optotip AMD, Amsler mai mari decât cele standard care se folosesc la distanță de 0,6 m, teste tridimensionale
- Planșe cu anatomia ochiului, imagini și video pentru educarea pacienților și imagini 3D
- Viteză mare de schimbare a planșelor
- Opțiune pentru afișarea caracterelor în linii descrescătoare
- Posibilitate de marcarea prin încadrare cu linii a unui simbol pentru evitarea confuziei
- Posibilitate de introducere imagini sau caractere-simboluri noi prin portul USB
- Ochelari roșu-verde inclus
- Bază de date cu imprimante inclusă
- Funcție auto-power off ajustabilă între 1 și 4 minute
- Telecomandă cu infraroșu
- Suport pentru fixare pe perete

