

# AL-100

## BIOMETRU A-SCAN

- Ecran tactil color
- Măsurători automate/manuale
- 6 formule de calcul IOL
- Unitate card memorie de stocare a datelor




# BIOMETRU A-SCAN TOMEY AL-100

## SPECIFICAȚII TEHNICE


- ecran color tactil de înaltă rezoluție
- programare prin touch screen
- mod de tip ochi:
  - cataractă densă,
  - afakie
  - pseudo-afakie (3 moduri)
  - normal
- măsurare automată
- măsurare manuală cu întrerupător de picior
- viteză 800 ÷ 3.000 m/s
- 6 formule de calcul a IOL
- probă de 10 MHz
- memorie internă
- imprimantă termică inclusă
- precizie măsurare  $\pm 0,1$  mm
- dimensiuni 220 X 222 X 275 mm
- greutate 4 kg



Ecranul touch screen simplifică utilizarea aparatului



Biometrul AL-100 asigură acces rapid la parametrii măsurării



Transfer rapid de date pe cardul de memorie sau prin portul RS-232