

# TRU-1000

## COMBINA OFTALMOLOGICA

- Unitate compacta de mici dimensiuni
- Preconfigurata pentru aparate Tomey
- Varianta stanga sau dreapta
- Disponibil cu doua tipuri de scaune



# COMBINA OFTALMOLOGICA TOMEY TRU-1000

## SPECIFICAȚII TEHNICE

- Cea mai vândută unitate din categoria unităților de mici dimensiuni și extrem de compacte .
- Se adresează în special cabinetelor de mici dimensiuni .
- Se livrează echipată cu scaunul acționat electric tapițat cu piele sintetică culoare negru
- Masă pentru 2 aparate
- Lampă cu LED pentru iluminare cu braț flexibil ajustabil
- Suport pentru proiector de teste
- Opțional braț pentru foropter
- Preconfigurată pentru aparate Tomey
- Conectori existenți pe masă : 2X 6/12V , 2X RS-232 , 1X biomicroscop , 1X USB
- Se poate instala în varianta dreapta sau stânga
- Tastatură cu orientare variabilă
- Înălțime minimă scaun 430 mm
- Greutate maximă ridicare pacient 120 kg
- Cursă scaun pe verticală 430 ÷ 580 mm
- Înălțime masă 799 mm
- Greutate totală fără aparate 190 kg
- Lățime 1.306 mm • Înălțime coloană 1.690 mm
- În imagine combina este echipată cu aparatură de investigație Tomey ( RC5000 , TSL5000 , TAP1000 , TCP1001 și braț foropter), care nu sunt incluse.



*Panou comandă rotativă*



**ER1000**

**SC1000**

