

TRU-2500

COMBINA OFTALMOLOGICA



- Scaun cu deplasare electrica pe înaltime, înclinare electrica pe spate
- Lampa cu 3 LED-uri pentru iluminare
- Blocare electromagnetica a mesei în pozitia de lucru

 **TOMEY**
TECHNOLOGY AND VISION

COMBINA OFTALMOLOGICA TOMEY TRU-2500

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Cea mai vândută unitate din categoria unităților dimensiuni medii și extrem de compacte.
- Se adresează în special cabinetelor de dimensiuni mici și medii.
- Se livrează echipată cu scaunul acționat electric tapițat cu piele sintetică culoare negru
- Masă pentru 2 aparate
- Scaun cu deplasare electrică pe înălțime, înclinare electrică pe spate (pt. pus picături, extras corpi străini, mici intervenții) și rotire manuală a scaunului spre exterior 30°(pentru eliberarea pacientului)
- Lampă cu 3 LED-uri pentru iluminare
- Suport pentru proiector de teste
- Sertar pentru trusa de probă
- Iluminare discretă cu LED-uri în partea de jos pentru amplasare în cameră obscură
- Opțional braț pentru foropter
- Pre-configurată pentru aparate Tomey
- Conectori existenți pe masă: 2X 6/12V , 2X RS-232, 1X biomicroscop, 1X USB
- Masă cu reglare electrică pe înălțime
- Blocare electromagnetică a mesei în poziția de lucru
- Se poate instala în varianta dreapta sau stânga
- Înălțime scaun 530 mm
- Greutate maximă ridicare pacient 120 kg
- Cursă scaun pe verticală ± 150 mm
- Cursă masă pe verticală ± 100 mm (82 \pm 92cm)
- Greutate totală fără aparate 215 kg
- Înălțime coloană 1.690 mm
- Producție Polonia

KEYBOARD

Multifunctional and intuitive



LED READING LIGHT

Bright and persistent



INTEGRATED DRAWER

e.g. for trial lenses

